

**CRYODE A USAGE UNIQUE**  
**SONDA CRIO MONOUSO**

CE0459



**SONDA CRIO PER DISTACCO**



**CONNETTORE UNIVERSALE**



**STERILE EO**

MV CY100 **SONDA CRIO MONOUSO - CONFEZIONE DA 10 PEZZI**

**UTILIZZABILE CON I SEGUENTI APPARECCHI:**


**CON GLI ADATTATORI:**

**CODICE ADATTATORI:**

CTU



ACU



MV AD99

CRYOMASTER I et II



I MV AD98  
 II MV AD96

ERBOKRYO® AE



CRYO-LINE




MV AD97

**PHAKOS**

info@phakos.c

62, Rue Kléber - 93100 Montreuil - France  
 Tél +33 01 49 88 74 00 - Fax +33 01 49 88 72 88



RIVENDITORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

**SIR** oftalmica

Viale Rosselli nr. 31 - 22100 COMO  
 Tel. 031-570869 fax 031-572826  
 E-mail: info@siroftalmica.com