

POLTRONA LETTINO MOBILE CHIRURGICO progettato e realizzato in Germania

- Poltrona lettino mobile, diversificabile per le diverse specialità medicali.

MODELLO OFTALMICO (SC 5010ES), comprensivo di:

- **STRUTTURA IN ACCIAIO INOX, ROBUSTA E STABILE**
- **POSIZIONE TRENDELENBURG**
- **PULSANTIERA CON 3 POSIZIONI MEMORIZZABILI**
- **BARRE LATERALI IN ACCIAIO PER GLI ACCESSORI**
- **BATTERIA**
- **CARICA BATTERIA**



Poltrona lettino mobile chirurgico
progettato e realizzato in Germania

SC 5010 ES

- **Poggiatesta ergonomico per oftalmologia**



- **Meccanismo movimentazione articolazione poggiatesta**



- **ingombro ridotto**; design compatto quando la sedia è in posizione seduta

- **cuscini imbottiti, confortevoli e facilmente lavabili/sanificabili**



- **POSIZIONE TRENDELENBURG**



- **seduta larga**, tavolo chirurgico molto confortevole per il paziente.
- Ampia possibilità di movimento per operatori e chirurgo
- Adeguato **spazio** per le gambe del chirurgo sotto il poggiatesta

- **POGGIAPIEDI ESTRAIBILE**
(A scomparsa quando non necessario)



SIR oftalmica

Via Torriani 19/C -22100 Como
Tel. 031-570869
Mail. info@siroftalmica.com

a/k/r/u/s

Poltrona lettino mobile chirurgico
progettato e realizzato in Germania

SC 5010 ES



- **4 sezioni movimentabili elettricamente:** schienale, seduta, sezione gambe, poggiatesta.
- **5 movimentazioni elettriche separate :** altezza, schienale, seduta, sezione gambe, poggiatesta
- **5 motori**

ACCESSORI OPZIONALI:

■ **TELECOMANDO
MEMORIZZAZIONE 8
POSIZIONI**

■ **JOYSTICK A PEDALE**

■ **COMANDO A
PEDALE**



■ **ASTA PER FLEBO**

■ **ASTA REGGI-TELO**

■ **ASTA REGGI-TELO
CON TUBO OSSIGENO**



SIR oftalmica

Via Torriani 19/C -22100 Como
Tel. 031-570869
Mail. info@sioftalmica.com

a/k/r/u/s

Poltrona lettino mobile chirurgico
progettato e realizzato in Germania

SC 5010 ES

■ **SUPPORTO PER
CHIRURGO**



■ **BRACCIOLO
MULTIARTICOLATO**



■ **BRACCIOLO
STANDARD**



■ **BATTERIA DI RISERVA**


■ **Altre tipologie di POGGIATESTA:**



■ **Multi articolato**

■ **a pala**

■ **SPONDE DI SICUREZZA**




■ **dati tecnici**

Altezza seduta	52 – 78 cm
Movimentazione schienale	90° - 180°
Inclinazione seduta	30°
Larghezza totale	70 cm
Larghezza cuscino	59 cm
Lunghezza sedia in posizione orizzontale	250 cm
peso	114 Kg
Peso massimo paziente	200 kg

■ **Per ulteriori informazioni :**

http://www.siroftalmica.com/lettini_chirurgici_poltrone_oculistica.html



SIR oftalmica

Via Torriani 19/C -22100 Como
Tel. 031-570869
Mail. info@siroftalmica.com

a/k/r/u/s